

Rnf138 Coelho Pab - Rnf138

Número do item: CM0018692

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RNF138 para WB e ELISA, com reatividade cruzada verificada para humano. Adequado para pesquisa de ubiquitinação e degradação proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF138 Coelho pAb
Observações/Apelido	Trif; STRIN; Trif-d; 2410015A17Rik; 2810480D20Rik; RNF138
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	51444
ID do Gene (Camundongo)	56515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-245 do RNF138 de camundongo (Q9CQE0)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
Peso Proteico	24kDa/28kDa
Envio	Saco de gelo