


Anticorpo Policlonal De Coelho Rnf20 Para Wb, Elisa - Q5Vtr2

Número do item: CM0022957



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RNF20 humano (BRE1A), validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para estudar ubiquitinação da histona H2B e regulação da cromatina. - Q5VTR2

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RNF20 Coelho pAb
Observações/Apelido	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56254
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do RNF20 humano (NP_062538.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q5VTR2
Peso Proteico	114kDa
Envio	Saco de Gelo