

Anticorpo Policlonal De Coelho Robo4 Para Wb, Elisa - Q8Wz75

Número do item: CM0024947

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ROBO4 validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com ROBO4 humano, o imunogênio corresponde aos aminoácidos 848-1007. Expresso em células endoteliais, envolvido na angiogênese e padronização vascular. Ideal para estudos de biologia vascular e barreira endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho ROBO4
Observações/Apelido	MRB; AOVD3; ECSM4; ROBO4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54538
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 848-1007 do ROBO4 humano (NP_061928.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WZ75
Peso Proteico	107kDa
Envio	Bolsa de Gelo