

Anticorpo Policlonal De Coelho Romo1 Para Wb, If-P, Elisa - P60602

Número do item: CM0019512

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o modulador de espécies reativas de oxigênio 1 (ROMO1) validado para WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato; proteína da membrana interna mitocondrial envolvida na produção de ROS e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ROMO1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MTGM; MTGMP; C20orf52; bA353C18.2; ROMO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	140823
GeneID	140823
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-79 do ROMO1 humano (NP_542786.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60602
Peso Proteico	8kDa
Envio	Saco de gelo