


Ror1 Rabbit Mab Para Fc - Q01973

Número do item: CM0006479



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ROR1 para citometria de fluxo (FC), direcionado ao ROR1 humano (104 kDa). Immunogênio recombinante, reativo apenas com humanos. Adequado para pesquisas em oncologia e audição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ROR1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NTRKR1; dj537F10.1; ROR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4919
GeneID	4919
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-403 do ROR1 humano (NP_005003.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01973
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco de gelo