


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Rpap3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H6T3

Número do item: CM0015084



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RPAP3 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA em humano, camundongo e rato. O RPAP3 liga a RNA polimerase II às chaperonas para a montagem de complexos proteicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RPAP3 Rabbit pAb
Observações / Apelido	Tah1; hSpagh; RPAP3
Espécie	Humano
ID do Gene	79657
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-241 do RPAP3 humano (NP_001139547)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6T3
Peso Proteico	76kDa
Envio	Bolsa de gelo