


Anticorpo Monoclonal De Coelho Rpb3/Polr2C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19387

Número do item: CM0010027



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao RPB3/POLR2C humano (P19387), validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a maquinaria de transcrição da RNA polimerase II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho RPB3/POLR2C
Observações/Apelido	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5432
ID do Gene	5432
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19387
Peso Proteico	31kDa
Envio	Em saco de gelo