


Anticorpo Policlonal De Coelho Rpl28 Para Wb, If/Ifc, Elisa - P46779

Número do item: CM0015550



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RPL28 humano (proteína ribossomal 60S L28). Validado para Western blot, IF/IFC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Peso molecular ~16 kDa. Adequado para pesquisa de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL28 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L28; eL28; RPL28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6158
GeneID	6158
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RPL28 humano (NP_000982.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/IFC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46779
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo