


Anticorpo Policlonal De Coelho Rpl35A Para Wb E Elisa - P18077

Número do item: CM0023855



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RPL35A humano, uma proteína eL33 da subunidade ribossômica grande, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre ribossomos e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL35A pAb de Coelho
Observações/Apelido	DBA5; L35A; eL33; RPL35A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6165
GeneID	6165
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-90 do RPL35A humano (NP_000987.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P18077
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo