

Anticorpo Policlonal De Coelho Rpl7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18124

Número do item: CM0027478



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RPL7 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece RPL7 humano, de camundongo e de rato. Ferramenta de uso em pesquisa para estudos de proteínas ribossômicas e análise do aparelho de tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPL7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	L7; uL30; humL7-1; RPL7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6129
ID do Gene	6129
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-248 do RPL7 humano (NP_000962.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18124
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo