


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rps15A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62244

Número do item: CM0017241



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RPS15A humana (uS8), adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Útil para estudar a função da subunidade ribossomal pequena, eritropoiese e anemia de Diamond-Blackfan.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de Coelho anti-RPS15A
Observações/Apelido	uS8; S15a; DBA20; RPS15A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6210
GeneID	6210
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da RPS15A humana (NP_001010.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62244
Peso Proteico	15kDa
Remessa	Saco de gelo