


## Rps20 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P60866

Número do item: CM0013497



### introdução

O RPS20 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado em WB, IF/ICC e ELISA para a detecção de RPS20 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Uma ferramenta confiável para pesquisa de proteínas ribossômicas.

[Saiba mais](#)

| Especificação       | Detalhes                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RPS20 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Observações/Apelido | S20; uS10; RPS20                                                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 6224                                                                                                                                            |
| GeneID              | 6224                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-119 do RPS20 humano (NP_001014.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                        |
| SWISS               | P60866                                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 13kDa                                                                                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                    |