


Rps3A Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P61247

Número do item: CM0025474



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RPS3A (proteína S3a do ribossomo 40S). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de biogênese de ribossomos e síntese de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RPS3A pAb de coelho
Observações/Apelidos	S3A; eS1; FTE1; MFTL; RPS3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6189
GeneID	6189
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 da RPS3A humana (NP_000997.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61247
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Bolsa de gelo