


Pab De Coelho Anti-Rrp9 Para Wb, Elisa - O43818

Número do item: CM0019146



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RRP9 (O43818) para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta RRP9 humano e de camundongo, uma proteína associada ao U3 snoRNP envolvida no processamento do pré-rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-RRP9
Observações/Alcunha	U3-55K; RNU3IP2; RRP9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9136
GeneID	9136
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 156-475 do RRP9 humano (NP_004695.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	O43818
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo