

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Runx1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q01196

Número do item: CM0022283



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RUNX1 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com o fator de transcrição RUNX1 humano, de camundongo e de rato, essencial para a hematopoiese e a pesquisa sobre leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-RUNX1
Observações/Alias	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	861
Imunógeno	Peptídeo sintético (aminoácidos 171-260 do RUNX1 humano)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q01196
Peso da proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo