

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Runx1/2/3 Para Wb, Elisa - Q01196 / Q13761 / Q13950

Número do item: CM0009100



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-RUNX1/2/3 para Western blot (WB) e ELISA, reconhecendo RUNX1/2/3 humano e de camundongo.

Essencial para a hematopoiese e o desenvolvimento de células T. Ideal para pesquisa oncológica e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-RUNX1/2/3
Observações/Apelidos	AML1; AML1-EVI-1; AMLCR1; CBF2alpha; CBFA2; EVI-1; PEBP2aB; PEBP2alpha; RUNX1/2/3
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	861/864/860
ID do gene	861/864/860
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 354-453 do RUNX1/2/3 humano (NP_001001890.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q01196/Q13761/Q13950
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo