


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rybp Para Wb, Elisa - Q8N488

Número do item: CM0018415



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RYBP validado para Western Blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a proteína RYBP humana, uma proteína do grupo Polycomb envolvida na repressão transcricional, ubiquitinação de histonas e supressão tumoral. Ideal para pesquisas em epigenética e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RYBP pAb de Coelho
Observações/Apelidos	AAP1; DEDAF; YEAF1; APAP-1; RYBP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23429
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100 e o C-terminal da RYBP humana (NP_036366.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8N488
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo