


S100A10 Pab De Coelho - P60903

Número do item: CM0018891



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-S100A10 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece S100A10 de humano, camundongo, rato e macaco. Ideal para pesquisas em sinalização por fosforilação e proteínas de ligação a cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A10 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	42C, P11, p10, GP11, ANX2L, CAL1L, CLP11, Ca[1], ANX2LG, S100A10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6281
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-97 da S100A10 humana (NP_002957.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P60903
Peso Molecular da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo