


S100A5 Pab De Coelho - P33763

Número do item: CM0014105



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra S100A5 (S100D) humano validado para WB, IHC-P e ELISA. Específico para a proteína A5 humana de ligação ao cálcio S100, uma ligante de íons metálicos (cálcio, zinco, cobre). Ideal para pesquisa em sinalização e homeostase de metais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100A5 pAb de coelho
Observações/Alias	S100D; S100A5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6276
ID do Gene	6276
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 da S100A5 humana (NP_002953.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33763
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Saco de gelo