


S100B Mab De Camundongo Para Wb - P04271

Número do item: CM0009316



introdução

Anticorpo Monoclonal S100B de Camundongo validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece S100B (11 kDa) humano, de camundongo e rato, uma proteína ligante de cálcio altamente expressa em astrócitos. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100B mAb de Camundongo
Observações/Apelidos	NEF; S100; S100-B; S100beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6285
GeneID	6285
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 da S100B humana (NP_006263.1)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04271
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo