


S100B Mab De Coelho Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P04271

Número do item: CM0003649



introdução

Anticorpo monoclonal S100B de coelho, validado para WB, IF, IHC-P, ELISA. Detecta S100B humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência, neurobiologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	S100B mAb de Coelho
Observações/Apelidos	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6285
GeneID	6285
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 da S100B humana (NP_006263.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04271
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo