

Saa3 Rabbit Pab - Saa3

Número do item: CM0014432

introdução

O SAA3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho validado para WB e ELISA. Ele direciona-se ao SAA3 de camundongo e tem reatividade cruzada com o SAA3 de humano, camundongo e rato, sendo adequado para pesquisas sobre inflamação e resposta de fase aguda.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAA3 Rabbit pAb
Observações/Alias	I7R3; Saa-3; SAA3
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6290
ID do Gene (Camundongo)	20210
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-123 da SAA3P de camundongo (NP_035445.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo