

Anticorpo Policlonal De Coelho Saa4 Para Wb, Elisa - P35542

Número do item: CM0020120

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SAA4 (P35542) validado para WB e ELISA. Este anticorpo da proteína amiloide A sérica 4 constitutivamente expressa reage de forma cruzada com amostras humanas, de rato e de rato, ideal para pesquisa de fase aguda.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SAA4
Observações/Apelido	CSAA; C-SAA; SAA4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6291
ID do Gene	6291
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50 até o C-terminal do SAA4 humano (NP_006503.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P35542
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo