

Anticorpo Policlonal De Coelho Safb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15424

Número do item: CM0030376

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SAFB validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada humana, de camundongo e de rato. Tem como alvo o fator de anexação de andaime B1 envolvido na regulação da transcrição, organização da cromatina e controle da proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAFB pAb de Coelho
Observações/Apelido	HAP; HET; SAF-B; SAFB1; SAB-B1; SAF-B1; SAFB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6294
GeneID	6294
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do SAFB humano (NP_001188267.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15424
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco com gelo