

Samd3 Rabbit Pab - Q8N6K7

Número do item: CM0020941

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SAMD3 (Proteína contendo o domínio de motivo alfa estéril 3). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de proteômica e estudos de splicing alternativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SAMD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SAMD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	154075
GeneID	154075
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do SAMD3 humano (NP_001017373.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6K7
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo