


Anticorpo Policlonal De Coelho Samm50 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y512

Número do item: CM0026418



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SAMM50 humano (manutenção de cristas mitocondriais). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de montagem da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SAMM50
Observações/Apêndice	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25813
GeneID	25813
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do SAMM50 humano (NP_056195.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y512
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo