

Anticorpo Policlonal De Coelho Sap18 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000422

Número do item: CM0025629



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SAP18 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta SAP18 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre repressão transcricional, splicing e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho SAP18
Observações/Apêndice	SAP18P; 2HOR0202; SAP18
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-172 do SAP18 humano (NP_005861.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000422
Peso Proteico	18kDa
Envio	Bolsa de Gelo