

Anticorpo Neutralizante Contra Sars-Cov-2 - Sars-Cov-2

Número do item: CM0002104

introdução

Anticorpo monoclonal neutralizante contra SARS-CoV-2, derivado de imunógeno proteico recombinante, com nível de endotoxina <0,1 UE/μg pelo método LAL. Adequado para aplicações de pesquisa envolvendo estudos de neutralização do SARS-CoV-2. Enviado em gelo seco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo neutralizante contra SARS-CoV-2
Espécie	SARS-CoV-2
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	SARS-CoV-2
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	< 0,1 UE/μg de proteína pelo método LAL.
Transporte	Gelo seco