

Sars-Cov-2 Nsp1 Pab De Coelho - P0Dtc2

Número do item: CM0020073



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NSP1 do SARS-CoV-2, validado para WB, IP e ELISA. Reage especificamente com SARS-CoV-2; peso da proteína 141kDa. Ideal para pesquisa de infecção viral e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 NSP1 pAb de Coelho
GeneID	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do NSP1 do coronavírus (YP_009742608.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Saco de gelo