


Anticorpo Policlonal De Coelho Sars-Cov-2 Nsp10 Para Wb, Ip, Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0023794



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NSP10 do SARS-CoV-2. Adequado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage com SARS-CoV-2. Ideal para estudar a replicação viral, metilação de cap e evasão imune do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 NSP10 pAb Coelho
ID do Gene	43740578
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-139 do NSP10 de coronavírus (YP_009725306.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso da Proteína	794kDa
Envio	Saco de gelo