


Pab De Coelho Contra Sars-Cov-2 Nsp6 Para Wb E Elisa - P0Dtd1

Número do item: CM0024247



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína não estrutural 6 (NSP6) do SARS-CoV-2. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com o SARS-CoV-2. Adequado para estudos sobre a formação de organelas de replicação viral e interações entre hospedeiro e vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 NSP6 Rabbit pAb
ID do Gene	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 236-290 da NSP6 do coronavírus (YP_009725302.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso da Proteína	794kDa
Envio	Bolsa de gelo