

Anticorpo Policlonico De Coelho Contra Sars-Cov-2 Nsp8 Para Wb, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0020539



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra SARS-CoV-2 NSP8 para aplicações WB e ELISA. Detecta a proteína NSP8 do SARS-CoV-2; imunógeno recombinante. Ideal para pesquisa em coronavírus e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra SARS-CoV-2 NSP8
GeneID	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 da NSP8 do coronavírus (YP_009742615.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Bolsa de gelo