

Nucleoproteína Do Sars-Cov-2 Pab De Coelho - P0Dtc9

Número do item: CM0021822

introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho contra nucleoproteína do SARS-CoV-2 para WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA. Desenvolvido em coelho contra uma proteína de fusão recombinante que cobre os aminoácidos 1-419 da nucleoproteína do coronavírus (P0DTC9). Específico para SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nucleoproteína do SARS-CoV-2 pAb de coelho
ID do Gene	43740575
Imunógeno	Proteína recombinante
SWISS	P0DTC9
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
Envio	Bolsa de gelo