

Anticorpo Pab De Coelho Sars-Cov-2 Orf3A - P0DtC3

Número do item: CM0019825



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SARS-CoV-2 ORF3A validado para WB e ELISA. Específico para a proteína ORF3a do SARS-CoV-2 (P0DTC3). Ideal para estudar a saída viral, função de viroporina e interação com o hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho SARS-CoV-2 ORF3A
GeneID	43740569
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da ORF3A do coronavírus (YP_009724391.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC3
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo