

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Sars-Cov-2 Orf9B Para Wb, Elisa - P0Dtd2

Número do item: CM0020350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SARS-CoV-2 ORF9b validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a proteína acessória viral ORF9b, que inibe a imunidade inata do hospedeiro por meio da associação com as mitocôndrias. Adequado para pesquisas sobre COVID-19.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra SARS-CoV-2 ORF9b
Espécie	SARS-CoV-2
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-97 da ORF9b do coronavírus (P0DTD2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD2
Peso da proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo