

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra A Proteína Spike S1 Do Sars-Cov-2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0002525



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a glicoproteína Spike S1 do SARS-CoV-2. Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Tem como alvo um peptídeo sintético dentro da subunidade S1 (aa 200-300). Para pesquisa sobre o SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra a Proteína Spike S1 do SARS-CoV-2
Observações/Alias	glicoproteína spike; SARS-CoV-2 Spike S1
ID do Gene	43740568
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da Spike S1 do SARS-CoV-2 (YP_009724390.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)