

Anticorpo Policlonal De Coelho Sash1 Para Wb E Elisa - 094885

Número do item: CM0013589



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SASH1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta SASH1 em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos sobre sinalização NF- κ B, migração celular e pigmentação da pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SASH1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DUH; DUH1; CAPOK; SH3D6A; dj323M4.1; SASH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23328
ID do Gene	23328
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do SASH1 humano (NP_056093.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O94885
Peso da Proteína	137kDa
Envio	Saco com gelo