


Sbds Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q9Y3A5

Número do item: CM0028834



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SBDS humano, validado para WB e ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato. Alvo envolvido na biogênese de ribossomos e tradução. Ideal para pesquisas sobre montagem de ribossomos e síndrome de Shwachman-Diamond.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SBDS Rabbit pAb
Observações/Apelido	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51119
ID do Gene	51119
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3A5
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo