

Anticorpo Policlonal Coelho Scg3 Para Wb E Elisa - Q8Wxd2

Número do item: CM0030299

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCG3 humano (Secretogranina-3), validado para WB e ELISA. Detecta SCG3 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de biogênese de grânulos secretores e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCG3 Coelho pAb
Observações/Apelido	SGIII; SCG3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29106
ID do Gene	29106
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WXD2
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de Gelo