


Scn2B Rabbit Pab Para Wb, Elisa - O60939

Número do item: CM0024758



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SCN2B (subunidade reguladora beta-2 do canal de sódio) validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar a modulação de canais de sódio dependentes de voltagem em células excitáveis. Reatividade cruzada humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCN2B Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATFB14; SCN2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6327
GeneID	6327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-160 do SCN2B humano (NP_004579.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60939
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo