

Anticorpo Policlonico De Coelho Scn4B - Scn4B

Número do item: CM0021082

introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho SCN4B validado para WB e ELISA. Detecta a proteína SCN4B humana, de camundongo e de rato (~25 kDa). Imunógeno recombinante. Útil para pesquisa em neurociência e cardiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCN4B Coelho pAb
Observações/Apelido	Gm1471, SCN4B
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6330
ID do Gene (Camundongo)	399548
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-228 da SCN4B de camundongo (Q7M729)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Saco de gelo