

Anticorpo Policlonal Coelho Scrn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12765

Número do item: CM0019520

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Secernina-1 (SCRN1, SES1) para Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de rato e camundongo. Ideal para estudar exocitose e biologia de mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCRN1 Coelho pAb
Observações/Apelido	SES1; SCRN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9805
ID do Gene	9805
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 195-414 da SCRN1 humana (NP_055581.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12765
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo