

Scrn2 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q96Fv2

Número do item: CM0012826

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SCR2 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Adequado para detecção de Secernin-2 humano e de rato, uma fosfoproteína de 47 kDa envolvida em múltiplos processos celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SCR2 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	Ses2; SCR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	90507
ID do Gene	90507
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 176-425 do SCR2 humano (NP_612364.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96FV2
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Saco de gelo