


Anticorpo Policlonal De Coelho Selenok Para Wb E Elisa - Q9Y6D0

Número do item: CM0021902



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho SELENOK detecta SELENOK humano e de camundongo, uma selenoproteína envolvida na sinalização de cálcio, ERAD e proteção contra estresse oxidativo. Validado para WB e ELISA, adequado para pesquisa imunológica e cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho SELENOK
Observações/Apelido	SELK; HSPC030; HSPC297; SELENOK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	58515
GeneID	58515
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-94 do SELENOK humano (NP_067060.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Y6D0
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de gelo