


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Transportador De Serotonina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31645

Número do item: CM0017474



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Transportador de Serotonina Humano (SERT/SLC6A4) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Alvo: sequência N-terminal. Adequado para pesquisa em neurociência e sinalização de serotonina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho para Transportador de Serotonina
Observações/Apelido	HTT; 5HTT; OCD1; SERT; 5-HTT; SERT1; hSERT; 5-HTTLPR; Transportador de Serotonina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6532
GeneID	6532
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-84 do Transportador de Serotonina humano (NP_001036.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31645
Peso Proteico	70kDa
Envio	Em saco de gelo