

Anticorpo Policlonal De Coelho Serpina10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UK55

Número do item: CM0026739



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SERPINA10 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de coagulação no inibidor de protease dependente da proteína Z. 51kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SERPINA10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PZI; ZPI; SERPINA10
Espécie	Humano
ID do Gene	51156
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UK55
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo