

Pab De Coelho Contra Serpinc1 - P01008

Número do item: CM0018384



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SERPINC1 (Antitrombina-III). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre coagulação sanguínea e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra SERPINC1
Observações/Apelidos	AT3; AT3D; ATIII; THPH7; ATIII-R2; ATIII-T1; ATIII-T2; SERPINC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	462
GeneID	462
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-259 de SERPINC1 humano (NP_000479.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P01008
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo