


Pab De Coelho Para Sesn2 Para Wb, Elisa - P58004

Número do item: CM0025119



introdução

O pAb de coelho para SESN2 é um anticorpo policlonal para WB e ELISA, direcionado ao SESN2 humano (reatividade cruzada com camundongo e rato). O SESN2 é um sensor de leucina que regula o mTORC1 e o estresse oxidativo; ideal para pesquisa em sinalização e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para SESN2
Observações/Apelidos	HI95, SES2, SEST2, SESN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83667
GeneID	83667
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 211-480 do SESN2 humano (NP_113647.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58004
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo