

Anticorpo Monoclonal De Coelho Setd6 Para Wb E Elisa - Q8Tbk2

Número do item: CM0006759



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado ao SETD6 humano, validado para WB e ELISA. Detecta SETD6 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização NF-kappa-B e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho SETD6
Observações/Apelido	SETD6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79918
GeneID	79918
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 310-473 do SETD6 humano (NP_001153777.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TBK2
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de Gelo