


Anticorpo Monoclonal De Coelho Setd7 Para Wb E Elisa - Q8Wts6

Número do item: CM0011800



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à histona-lisina N-metiltransferase SETD7. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ferramenta de pesquisa epigenética para estudos de metilação de histonas e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb SETD7 de Coelho
Observações/Apelidos	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; SETD7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80854
ID do Gene	80854
Imunógeno	Pepídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SETD7 humana (Q8WTS6).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WTS6
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de gelo